

Cómo guardar y exportar las anotaciones

Después de medir y marcar una imagen, querrá **conservar** ese trabajo. El visor ofrece dos acciones distintas para ello, ambas en el grupo «**Acciones**» de la barra de herramientas: **guardar** y **exportar**. No hacen lo mismo, así que conviene entender la diferencia.

Guardar las anotaciones en el expediente

Guardar conserva sus marcas dentro de AppDoctors, asociadas a la imagen del paciente. Así, la próxima vez que abra ese estudio, las marcas volverán a aparecer automáticamente.

1. Realice sus mediciones y marcas sobre la imagen.
2. En el grupo «**Acciones**», haga clic en el botón «**Guardar anotaciones**» (icono de guardar).
3. Espere la confirmación. Si todo sale bien, aparece el mensaje «*Anotaciones guardadas correctamente.*».

“ **Por qué importa:** al guardar dentro de la plataforma, sus marcas quedan ligadas al paciente y al estudio. Cualquier persona autorizada que abra esa imagen las verá, sin tener que volver a dibujarlas.

“ **Importante:** si aparece el mensaje «*Error al guardar anotaciones.*», sus marcas **no** se conservaron. Verifique su conexión e inténtelo de nuevo. Mientras tanto, no cierre el visor para no perder el trabajo.

“  *Captura sugerida:* el grupo «Acciones» resaltando el botón «Guardar anotaciones» y el aviso de confirmación «Anotaciones guardadas

correctamente.».

Restaurar anotaciones guardadas

No tiene que hacer nada especial para recuperar sus marcas: cuando vuelva a abrir esa misma imagen desde los archivos del paciente, el visor carga automáticamente las anotaciones que guardó la última vez. Simplemente abra el estudio como de costumbre.

Exportar las anotaciones a un archivo

Exportar es diferente: genera un **archivo de datos** (en formato `.JSON`) con todas las marcas, y lo **descarga** a su computadora. Sirve para conservar una copia fuera de la plataforma o para compartir los datos de las mediciones.

1. En el grupo «**Acciones**», haga clic en el botón «**Exportar anotaciones (JSON)**» (icono de descarga).
2. Su navegador descargará un archivo cuyo nombre comienza por `dicom-annotations-`.

“ **Diferencia clave:** «**Guardar anotaciones**» las conserva dentro del expediente del paciente en AppDoctors; «**Exportar anotaciones (JSON)**» genera un archivo aparte en su computadora. Para que sus marcas estén disponibles la próxima vez dentro de la plataforma, lo importante es **guardar**.

“  *Captura sugerida: el grupo «Acciones» resaltando el botón «Exportar anotaciones (JSON)».*

Recomendación final

Consejo: acostúmbrese a hacer clic en «**Guardar anotaciones**» antes de cerrar el visor. Si cierra la ventana sin guardar, las mediciones y marcas que haya hecho en esa sesión se perderán.

Con esto completa el manual de **Imágenes Médicas (DICOM)**: ya sabe subir estudios, abrirlos, navegarlos, ajustarlos, medir, anotar y conservar su trabajo.

Revisión #3

Creado 2026-06-18 23:34:32 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-20 23:47:05 UTC por Admin