

Cómo consultar el historial de versiones de la ficha

Cada vez que se **firma** una ficha (al cerrarla o al **re-firmarla** después de una enmienda), el sistema guarda una **versión**: una copia completa e inalterable de la ficha tal como quedó en ese momento. El **historial de versiones** le permite ver esas versiones anteriores y previsualizar su contenido.

“📄 Esto le da un **registro de auditoría** de la ficha: quién firmó, cuándo, y qué contenía en cada firma.

Dónde encontrar el historial

El botón «**Historial de versiones**» aparece en la **banda de firma** (la banda verde de la ficha firmada) en dos lugares:

- En **Atender**, justo después de firmar la ficha.
- En el **expediente del paciente (Expedientes → Historia)**, sobre cada consulta ya firmada.

Cómo ver y previsualizar una versión

1. Pulse «**Historial de versiones**» en la banda de firma.
2. Se abre la ventana «**Historial de versiones**» con el texto «*Vea versiones anteriores de esta ficha. Haga clic en una versión para previsualizar su contenido.*»
3. A la izquierda verá la **lista de versiones**, agrupada por día (por ejemplo, «**HOY**»). Cada versión muestra:
 - El **médico que la firmó** y su número de colegiado, seguido de «**(firmado)**».

- La **hora y la fecha** de la firma.
4. **Haga clic en una versión** para previsualizarla. A la derecha aparece el **contenido completo de la ficha** tal como estaba en esa versión: **Interrogatorio**, **Examen físico** (incluidas las tablas como **Refracción**), **Diagnóstico**, **Tratamiento** y **Recetas**.
 5. Para salir, pulse «**Cerrar**».

45333363

Historial de versiones



Vea versiones anteriores de esta ficha. Haga clic en una versión para previsualizar su contenido.

HOY

Paolo Grimaldi (44556677) (firmado)

7:56 p. m. · 30 jun 2026

Paolo Grimaldi (44556677) (firmado)

7:55 p. m. · 30 jun 2026

Interrogatorio

- *Síntomas generales:*
- *Sistema respiratorio:*
- *Sistema cardiovascular:*
- *Sistema gastrointestinal o digestivo:*
- *Sistema genitourinario:*
- *Sistema neurológico:*

Examen físico

Refracción

	Objetiva	Queratometrías	Manifiesta	Cicloplejía	ADD+
OD	3	43	34	34	23
OS	34	34	34	34	34

Dentaduras/Dientes flojos:Dentaduras

Movilidad del cuello:Limitada

Distancia tiromentoniana:23

Mallampati:III

Arco del pie:Pie plano

Alineación ocular:Eso

Campos visuales:Defecto (describir)

Flujo vaginal:Blanco

Diagnóstico

Efectos del rayo T750 Efectos del rayo

Tratamiento

notas

Recetas

ACNISES YOUNG CREMA GEL HIDRATANTE — 2

Cerrar

“  La previsualización muestra la ficha **completa** de esa versión (no solo los cambios). Para comparar, abra una versión y luego otra: verá el contenido de

cada una.

Qué versiones se guardan

- La **primera firma** de la consulta crea la **versión 1**.
- Cada vez que **enmienda** y vuelve a **firmar**, se crea una **nueva versión** (2, 3, ...). La versión anterior se conserva intacta.
- Si marca la ficha **como error**, también queda registrado como una entrada en el historial.

“ ⚠ Las versiones son **inalterables**: no se pueden editar ni borrar. Para introducir un cambio, siempre se **enmienda** y se **re-firma**, lo que genera una nueva versión.

Anterior: Cómo cobrar, agendar seguimiento y firmar la ficha. **Siguiente:** Cómo enmendar o marcar como error una ficha firmada.

Revisión #6

Creado 2026-07-01 03:17:18 UTC por Admin

Actualizado 2026-07-13 22:10:07 UTC por Admin