

Cómo registrar los signos vitales

La pantalla «**Signos Vitales**» sirve para anotar las mediciones del paciente (por ejemplo presión, temperatura, frecuencia cardíaca, peso, observaciones, etc.) y para consultar el historial de esas mediciones. Esta guía explica cómo guardar un nuevo registro y cómo revisar la bitácora.

“ **Antes de empezar:** debe haber seleccionado al paciente. Si aún no lo ha hecho, consulte [Cómo seleccionar al paciente](#).”

Paso 1 — Abra Signos Vitales y elija al paciente

1. Abra la pantalla «**Signos Vitales**» desde el menú lateral.
2. Seleccione al paciente de la lista.

Tras seleccionarlo, verá el nombre del paciente arriba y, debajo, el formulario con los **parámetros** que su clínica tenga configurados.

“ Mientras los parámetros se preparan, la pantalla muestra brevemente el mensaje «*Cargando los Parámetros..*». Espere un momento a que aparezca el formulario.”

Paso 2 — Complete los parámetros

Cada parámetro aparece como un campo con su **nombre** (etiqueta) encima. El tipo de campo depende de cómo lo haya configurado la clínica:

Tipo de campo	Cómo se ve	Cómo se completa
Número	Caja para escribir cifras	Escriba el valor numérico (por ejemplo, la temperatura o la frecuencia).
Texto	Recuadro de texto amplio	Escriba observaciones o notas en texto libre.
Sí / No	Interruptor que se enciende o apaga	Actívelo para «Sí», déjelo apagado para «No».
Fecha	Selector de fecha y hora	Elija la fecha y la hora; por defecto suele venir con la fecha y hora actuales.

Complete únicamente los campos que correspondan a lo que está midiendo. No es necesario llenar todos.

“ **Consejo:** los nombres de los parámetros los define su clínica. Si no encuentra el parámetro que necesita (por ejemplo, una medición nueva), pida al administrador que lo agregue desde la pantalla «**Configuración de Parámetros de Enfermería**».

“ *Captura sugerida: formulario de Signos Vitales con varios parámetros (número, texto, interruptor Sí/No y fecha).*

Paso 3 — Guarde el registro

1. Revise que los valores sean correctos.
2. Haga clic en el botón «**Grabar**» (al pie del formulario).
3. Mientras se guarda, el botón cambia a «**Guardando..**». Al terminar aparece el mensaje de confirmación «*Revision grabada exitosamente.*» y el nuevo registro se suma a la bitácora.

“ **Importante:** si ve un mensaje de error al grabar, los datos no se guardaron. Revise los valores e intente de nuevo; si el problema continúa, avise al administrador.

Captura sugerida: botón «Grabar» y el mensaje verde de éxito tras guardar.

Paso 4 — Consulte la bitácora de signos vitales

Debajo del formulario está la **«Bitácora de Signos Vitales»**, que es el historial de todas las mediciones registradas para ese paciente. Cada parámetro aparece como una columna y cada registro como una fila.

Para acotar lo que se muestra, use el rango de fechas:

1. En **«Desde»**, elija la fecha inicial.
2. En **«Hasta»**, elija la fecha final.

La bitácora se actualiza sola al cambiar cualquiera de las dos fechas. Por defecto muestra los últimos **7 días**.

Además, puede **filtrar y ordenar** por columna y **pasar de página** con los controles al pie. Si no hay nada en el rango elegido, verá el mensaje **«No hay Registros de Signos Vitales.»**.

“ **Consejo:** si no aparece un registro que acaba de guardar, amplíe el rango de fechas (sobre todo la fecha **«Hasta»**) para asegurarse de incluir el día de hoy.

“ *Captura sugerida: «Bitácora de Signos Vitales» con los filtros «Desde» y «Hasta» y la tabla de registros.*

Anterior: [Cómo seleccionar al paciente](#) · **Siguiente:** [Cómo registrar la ingesta y la excreta](#)

Revisión #3

Creado 2026-06-18 23:12:05 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-18 23:48:41 UTC por Admin