

# Cómo configurar los exámenes de laboratorio

Antes de poder registrar resultados, su clínica debe definir **qué exámenes existen**. Esto se hace una sola vez (y se actualiza cuando hace falta) en la pantalla «**Configuración de Exámenes de Laboratorio**».

En esta guía aprenderá a crear un examen nuevo, a activarlo o desactivarlo, y a editarlo. La configuración de los **parámetros** (los valores que se miden dentro del examen) se explica en la guía siguiente.

“  **Antes de empezar:** decida si el examen lo va a registrar una persona escribiendo los valores a mano, o si los resultados llegan desde una máquina del laboratorio. Esto determina el «**Tipo de Examen**» que debe elegir.

## Partes de la pantalla

La pantalla se divide en tres áreas:

Área	Descripción
<b>Lista «Exámenes de Laboratorio»</b> (izquierda)	Muestra cada examen con su tipo y un interruptor para activarlo o desactivarlo. Aquí también está el botón para crear un examen nuevo y el lápiz para editarlo.
<b>Tabla de exámenes</b> (derecha)	Lista los mismos exámenes en formato de tabla, con columnas <b>Nombre del Examen</b> , <b>Tipo</b> , <b>Máquina</b> y <b>Cantidad de Parámetros</b> . Tiene filtros rápidos en la parte superior.
<b>Panel de parámetros</b> (inferior)	Aparece al seleccionar un examen y permite gestionar sus parámetros (ver la guía siguiente).

“  *Captura sugerida: pantalla completa de «Configuración de Exámenes de Laboratorio» con las tres áreas visibles.*

# Filtros rápidos de la tabla

Sobre la tabla de la derecha encontrará unos botones de filtro que le ayudan a encontrar exámenes más rápido:

- «**Todos**» — muestra todos los exámenes.
- «**Manual**» — muestra solo los exámenes que se capturan a mano.
- Un botón por cada **máquina** registrada, para ver los exámenes asociados a esa máquina.

## Paso 1 — Abra la pantalla de configuración

1. Abra el **menú lateral izquierdo**.
2. Entre a «**Configuración de Exámenes de Laboratorio**».

Verá la lista de exámenes ya existentes. Si aún no hay ninguno, aparecerá el mensaje «*No hay exámenes registrados.*»

## Paso 2 — Cree un examen nuevo

1. En la esquina superior derecha de la lista, haga clic en el botón «+» (Nuevo Examen).
2. Se abrirá la ventana «**Crear Examen de Laboratorio**».
3. Complete los campos:

Campo	Descripción
<b>Nombre del Examen</b> ( <i>obligatorio</i> )	El nombre con el que se identificará el examen (por ejemplo: <i>Glucosa, Hemograma</i> ).
<b>Tipo de Examen</b> ( <i>obligatorio</i> )	Elija <b>Manual</b> (los resultados se escriben a mano) o <b>Máquina</b> (los resultados provienen de un equipo del laboratorio).
<b>Máquina</b> ( <i>obligatorio si el tipo es Máquina</i> )	Solo aparece cuando el tipo es <b>Máquina</b> . Seleccione el equipo del que provienen los resultados.

La opción **Máquina** solo se debe usar si su clínica tiene equipos integrados que envían los resultados automáticamente. Si no está seguro, elija **Manual**.

4. Haga clic en «**Guardar**» para crear el examen, o en «**Cancelar**» para descartar.

“  *Captura sugerida: ventana «Crear Examen de Laboratorio» con los campos Nombre y Tipo, y el campo Máquina visible.*

---

## Paso 3 — Active o desactive un examen

Cada examen de la lista tiene un **interruptor** (switch):

- **Activado:** el examen está disponible y aparecerá al registrar resultados de pacientes.
- **Desactivado:** el examen queda oculto para el registro, pero no se borra. Puede volver a activarlo cuando lo necesite.

Simplemente haga clic en el interruptor para cambiar el estado.

“  **Consejo:** en lugar de borrar un examen que ya no usa, desactívelo. Así conserva el historial de los pacientes que ya tienen resultados de ese examen.

---

## Paso 4 — Edite un examen existente

1. En la lista de la izquierda, ubique el examen.
  2. Haga clic en el botón con el **lápiz** (Editar examen).
  3. Se abrirá la misma ventana del paso 2, pero con los datos ya cargados. Cambie lo que necesite.
  4. Haga clic en «**Guardar**».
-

⚠ **Importante:** el botón «**Guardar**» permanece deshabilitado mientras el formulario tenga errores (por ejemplo, si falta el nombre o, en un examen de tipo Máquina, falta seleccionar la máquina).

---

## ¿Y después?

Una vez creado el examen, debe definir **qué se mide** dentro de él. Continúe con la guía [Cómo configurar los parámetros de un examen](#).

---

**Anterior:** [Introducción al Laboratorio](#) · **Siguiente:** [Cómo configurar los parámetros de un examen](#)

---

Revisión #4

Creado 2026-06-18 23:16:09 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-20 23:48:23 UTC por Admin